

MARCA	SISTEMA	PLATAFORMA	CÓDIGO LIBRERÍA	ANÁLOGO DIGITAL	SCANBODY CLINICA	SCANBODY LAB.	TIBASE RECTA					TIBASE ANG					TORQUE
							ALT. GING	NO ROT	ROT	TORNILLO RECTO	LLAVE	ALT. GING	NO ROT	ROT	TORNILLO ANG	LLAVE	
BRAND	SYSTEM	PLATAFORM	LIBRARY CODE	DIGITAL ANALOG	CLINIC SCANBODY	LABORATORY SCANBODY	GINGIVA HEIGHT	ENGAGING	NON ENGAGING	STRAIGHT SCREW	SCREW DRIVER	GINGIVA HEIGHT	ENGAGING	NON ENGAGING	ANGLED SCREW	SCREW DRIVER	TORQUE
	Semados® SC / SCX / RS / RSX / RI	Ø3.25 / Ø3.75	BS_Int_NP	E71027	E90137	E72089	0,5	G36348	G36604	G09105	Hex 1.25	0,5	G36860	G37116	G09346	Dinalock (TA)	25-30 Ncm
							1,5	G36349	G36605			1,5	G36861	G37117			
							2,5	G36350	G36606			2,5	G36862	G37118			
		Ø4.1	BS_Int_RP	E71028	E90141	E72090	0,5	G36351	G36607	G09105	Hex 1.25	0,5	G36863	G37119	G09346	Dinalock (TA)	25-30 Ncm
							1,5	G36352	G36608			1,5	G36864	G37120			
							2,5	G36353	G36609			2,5	G36865	G37121			
		Ø4.5	BS_Int_WP	E71029	E90145	E72091	0,5	G36354	G36610	G09105	Hex 1.25	0,5	G36866	G37122	G09346	Dinalock (TA)	25-30 Ncm
							1,5	G36355	G36611			1,5	G36867	G37123			
							2,5	G36356	G36612			2,5	G36868	G37124			
	Tapered internal	P3.0	BI_Tap_30	E71078	E90530	E72078	0,5	G36314	G36570	G09120	Hex 1.25	0,5	G36826	G37082	G09336	Dinalock (TA)	25-30 Ncm
							1,5	G36315	G36571			1,5	G36827	G37083			
							2,5	G36316	G36572			2,5	G36828	G37084			
		P3.5	BI_Tap_NP	E71084	E90535	E72070	0,5	G36284	G36540	G09120	Hex 1.25	0,5	G36796	G37052	G09336	Dinalock (TA)	25-30 Ncm
							1,5	G36285	G36541			1,5	G36797	G37053			
							2,5	G36286	G36542			2,5	G36798	G37054			
		P4.5	BI_Tap_RP	E71083	E90545	E72067	0,5	G36278	G36534	G09120	Hex 1.25	0,5	G36790	G37046	G09336	Dinalock (TA)	25-30 Ncm
							1,5	G36279	G36535			1,5	G36791	G37047			
							2,5	G36280	G36536			2,5	G36792	G37048			
	Certain®	P3.4	3i_Cer_NP	E71035	E90934	E72097	0,5	G36372	G36628	G09092	Hex 1.20	0,5	G36884	G37140	G09333	Dinalock (TA)	25 Ncm
							1,5	G36373	G36629			1,5	G36885	G37141			
							2,5	G36374	G36630			2,5	G36886	G37142			
		P4.1	3i_Cer_RP	E71036	E90941	E72098	0,5	G36375	G36631	G09092	Hex 1.20	0,5	G36887	G37143	G09333	Dinalock (TA)	25 Ncm
							1,5	G36376	G36632			1,5	G36888	G37144			
							2,5	G36377	G36633			2,5	G36889	G37145			
	External	P4.1	3i_Ext_RP	E71004	E90241	E72058	0,5	G36251	G36507	G09066	Hex 1.20	0,5	G36763	G37019	G09353	Dinalock (TA)	30-35 Ncm
							1,2	G36252	G36508			1,2	G36764	G37020			
							2,5	G36253	G36509			2,5	G36765	G37021			
	Internal Universal	P4.1	BT_Int_RP	E71060	E91141	E72112	1,0	G36459	G36715	G09149	Hex 1.20	1,0	G36971	G37227	G09342	Dinalock (TA)	25-30 Ncm
							2,0	G36460	G36716			2,0	G36972	G37228			
							3,0	G36461	G36717			3,0	G36973	G37229			
	External	P4.1	BT_Ext_RP	E71004	E90241	E72058	0,5	G36251	G36507	G09066	Hex 1.20	0,5	G36763	G37019	G09353	Dinalock (TA)	30-35 Ncm
							1,2	G36252	G36508			1,2	G36764	G37020			
							2,5	G36253	G36509			2,5	G36765	G37021			
	s-Clean SQ	Narrow	Dentis_s-Clean SQNarrow	E71016	E93430	E72079	1,0	G37343	G37907	G09444	Hex 1.25	1,0	G37640	G36959	G09465	Dinalock (TA)	15 Ncm
							2,0	G37344	G37908			2,0	G37641	G36960			
							3,0	G37345	G37909			3,0	G37642	G36961			
		Regular/ Wide	Dentis_s-Clean _SQ_Regular _Wide	E71082	E90340	E72075	0,5	G36296	G36552	G09108	Hex 1.25	0,5	G36808	G37064	G09367	Dinalock (TA)	30-35 Ncm
							1,5	G36298	G36554			1,5	G36810	G37066			
							2,5	G36300	G36556			2,5	G36812	G37068			
								3,5	G36302	G36558			3,5	G36814	G37070		
								4,5	G36304	G36560			4,5	G36816	G37072		

MARCA	SISTEMA	PLATAFORMA	CÓDIGO LIBRERÍA	ANÁLOGO DIGITAL	SCANBODY CLINICA	SCANBODY LAB.	ALT. GING	NO ROT	ROT	TORNILLO RECTO	LLAVE	ALT. GING	NO ROT	ROT	TORNILLO ANG	LLAVE	TORQUE	
BRAND	SYSTEM	PLATAFORM	LIBRARY CODE	DIGITAL ANALOG	CLINIC SCANBODY	LABORATORY SCANBODY	GINGIVA HEIGHT	ENGAGING	NON ENGAGING	STRAIGHT SCREW	SCREW DRIVER	GINGIVA HEIGHT	ENGAGING	NON ENGAGING	ANGLED SCREW	SCREW DRIVER	TORQUE	
DENTIS	e-Clean	Mini	Dentis_e-Clean_Mini	E71003	E90235	E72056	0,5	G36239	G36495	G09102	Hex 1.20	0,5	G36751	G37007	G09324	Dinalock (TA)	25 Ncm	
							1,2	G36240	G36496			1,2	G36752	G37008				
							2,5	G36241	G36497			2,5	G36753	G37009				
		Regular	Dentis_e-Clean_Regular	E71004	E90241	E72059	0,5	G36251	G36507	G09065	Hex 1.20	0,5	G36763	G37019	G09353	Dinalock (TA)	30-35 Ncm	
							1,2	G36252	G36508			1,2	G36764	G37020				
							2,5	G36253	G36509			2,5	G36765	G37021				
	Wide	Dentis_	E71002	E90251	E72054	0,5	G36233		G09067	Hex 1.20	0,5	G36745	G37001	G09369	Dinalock	35 Ncm		
	i-Clean	Regular	DT_iClean_R	E71043	E90648	E72105	0,4	G36396	G36652	G09064	Torx	0,4	G36908	G37164	G09364	Dinalock (TA)	30-35 Ncm	
							1,0	G36397	G36653			1,0	G36909	G37165				
	Dentsply Sirona	Astra® TX	P3.0	DP_Oss_TP	E71016	E90330	E72077	1,0	G36308	G36564	G09155	Hex 1.25	1,0	G36820	G37076	G09321	Dinalock (TA)	15 Ncm
2,0								G36309	G36565	2,0			G36821	G37077				
3,0								G36310	G36566	3,0			G36822	G37078				
1,0								G36305	G36561	1,0			G36817	G37073				
P3.5			DP_Oss_NP	E71015	E90335	E72076	2,0	G36306	G36562	G09089	Hex 1.25	2,0	G36818	G37074	G09333	Dinalock (TA)	25 Ncm	
							3,0	G36307	G36563			3,0	G36819	G37075				
							0,5	G36297	G36553			0,5	G36809	G37065				
P4.5			DP_Oss_RP	E71014	E90345	E72074	1,5	G36299	G36555	G09126	Hex 1.25	1,5	G36811	G37067	G09367	Dinalock (TA)	30-35 Ncm	
							2,5	G36301	G36557			2,5	G36813	G37069				
Astra® TX			Uni Abutment	DP_Oss_Con02	E71074	E91320	E72123	0,4	G36303	G37551	G09132	Hex 1.25	0,4	G36815	G37250	G09379	Dinalock	15 Ncm
Klockner	Vega®		MV Ø3.0	KL_Veg_MV	E71031	E91930	E72093	1,5	G36360	G36616	G09145	Estrella Octogonal Klockner®	1,5	G36872	G37128	G09325	Dinalock (TA)	25 Ncm
								2,5	G36361	G36617			2,5	G36873	G37129			
		3,5						G36362	G36618	3,5			G36874	G37130				
		NV Ø3.5	KL_Veg_NV	E71032	E91935	E72094	1,5	G36363	G36619	G09146	Estrella Octogonal Klockner®	1,5	G36875	G37131	G09330	Dinalock (TA)	25 Ncm	
							2,5	G36364	G36620			2,5	G36876	G37132				
							3,5	G36365	G36621			3,5	G36877	G37133				
	RV Ø4.0 / Ø4.5	KL_Veg_RV	E71033	E91940	E72095	1,5	G36366	G36622	G09148	Estrella Octogonal Klockner®	1,5	G36878	G37134	G09347	Dinalock (TA)	25-30 Ncm		
						2,5	G36367	G36623			2,5	G36879	G37135					
						3,5	G36368	G36624			3,5	G36880	G37136					
	KL/ KL 0.7	NP	KL_KL_NP	E71003	E90235	E72056	0,5	G36239	G36495	G09102	Hex 1.20	0,5	G36751	G37007	G09324	Dinalock (TA)	25 Ncm	
							1,2	G36240	G36496			1,2	G36752	G37008				
							2,5	G36241	G36497			2,5	G36753	G37009				
RP		KL_KL_RP	E71004	E90241	E72059	0,5	G36251	G36507	G09065	Hex 1.20	0,5	G36763	G37019	G09353	Dinalock (TA)	30-35 Ncm		
						1,2	G36252	G36508			1,2	G36764	G37020					
						2,5	G36253	G36509			2,5	G36765	G37021					
WP	KL_KL_WP	E71002	E90251	E72053	0,5	G36233		G09067	Hex 1.20	0,5	G36745	G37001	G09369	Dinalock	35 Ncm			
MEGAGEN	AnyRidge®	3.5/4.0/4.5/ 5.0/5.5/6.0	MG_AnyR	E71025	E92035	E72087	1,5	G36342	G36598	G09348	Hex 1.20	1,5	G36854	G37110	G09385	Dinalock (TA)	25-30 Ncm	
							2,5	G36343	G36599			2,5	G36855	G37111				
							3,5	G36344	G36600			3,5	G36856	G37112				
	AnyOne® External	S	MG_AnyO_ExS	E71003	E90235	E72056	0,5	G36239	G36495	G09102	Hex 1.20	0,5	G36751	G37007	G09324	Dinalock (TA)	25 Ncm	
							1,2	G36240	G36496			1,2	G36752	G37008				
							2,5	G36241	G36497			2,5	G36753	G37009				
		R	MG_AnyO_ExR	E71004	E90241	E72059	0,5	G36251	G36507	G09065	Hex 1.20	0,5	G36763	G37019	G09353	Dinalock (TA)	30-35 Ncm	
							1,2	G36252	G36508			1,2	G36764	G37020				
							2,5	G36253	G36509			2,5	G36765	G37021				

MARCA	SISTEMA	PLATAFORMA	CÓDIGO LIBRERÍA	ANÁLOGO DIGITAL	SCANBODY CLINICA	SCANBODY LAB.	ALT. GING	NO ROT	ROT	TORNILLO RECTO	LLAVE	ALT. GING	NO ROT	ROT	TORNILLO ANG	LLAVE	TORQUE
BRAND	SYSTEM	PLATAFORM	LIBRARY CODE	DIGITAL ANALOG	CLINIC SCANBODY	LABORATORY SCANBODY	GINGIVA HEIGHT	ENGAGING	NON ENGAGING	STRAIGHT SCREW	SCREW DRIVER	GINGIVA HEIGHT	ENGAGING	NON ENGAGING	ANGLED SCREW	SCREW DRIVER	TORQUE
MIS	Seven® Internal	Regular ø3.5	MS_Sev_NP	E71012	E90435	E72071	0,5	G36287	G36543	G09062	Hex 1.25	0,5	G36799	G37055	G09337	Dinalock (TA)	25-30 Ncm
							1,5	G36288	G36544			1,5	G36800	G37056			
							2,5	G36289	G36545			2,5	G36801	G37057			
		Wide ø4.5	MS_Sev_RP	E71011	X	E72068	0,5	G36281	G36537	G09062	Hex 1.25	0,5	G36793	G37049	G09337	Dinalock (TA)	25-30 Ncm
							1,5	G36282	G36538			1,5	G36794	G37050			
							2,5	G36283	G36539			2,5	G36795	G37051			
NEODENT <small>A Straumann Group Brand</small>	Grand Morse® GM	3.5/ 3.75/ 4.0/ 4.3/ 5.0	NE_GM	E71019	E92335	E72081	0,8	G36323	G36579	G09331	Estrella Neo®	0,8	G36835	G37091	G09335	Dinalock (TA)	25 Ncm
							1,5	G36324	G36580			1,5	G36836	G37092			
							2,5	G36325	G36581			2,5	G36837	G37093			
Nobel Biocare	Branemark®	NP	NB_BR_NP	E71003	E90235	E72055	0,5	G36239	G36495	G09095	Unigrip®	0,5	G36751	G37007	G09324	Dinalock (TA)	25 Ncm
							1,2	G36240	G36496			1,2	G36752	G37008			
							2,5	G36241	G36497			2,5	G36753	G37009			
		RP	NB_BR_RP	E71004	E90241	E72057	0,5	G36251	G36507	G09081	Unigrip®	0,5	G36763	G37019	G09353	Dinalock (TA)	30-35 Ncm
							1,2	G36252	G36508			1,2	G36764	G37020			
							2,5	G36253	G36509			2,5	G36765	G37021			
	WP	NB_BR_WP	E71002	E90251	E72053	0,5	G36233		G09067	Hex 1.20	0,5	G36745	G37001	G09369	Dinalock	35 Ncm	
						1,5	G36336	G36592			1,5	G36848	G37104				
						2,5	G36337	G36593			2,5	G36849	G37105				
	Active/ Conical Connection	NP	NB_Act_NP	E71023	E92435	E72085	3,5	G36338	G36594	G09095	Unigrip®	3,5	G36850	G37106	G09324	Dinalock (TA)	25 Ncm
							1,5	G36339	G36595			1,5	G36851	G37107			
							2,5	G36340	G36596			2,5	G36852	G37108			
RP	NB_Act_RP	E71024	E92443	E72086	3,5	G36341	G36597	G09096	Unigrip®	3,5	G36853	G37109	G09355	Dinalock (TA)	30-35 Ncm		
					1,5	G36339	G36595			1,5	G36851	G37107					
					2,5	G36340	G36596			2,5	G36852	G37108					
Multi-Unit®	RP	NB_MU_RP	E71070	E92648	E72120	0,3		G37542	G09128	Unigrip®	0,3		G37248	G09319	Dinalock	15 Ncm	
straumann	Tissue Level	RN®	ST_TL_RN	E71043	E90648	E72105	0,4	G36396	G36652	G09064	Torx	0,4	G36908	G37164	G09364	Dinalock (TA)	30-35 Ncm
							1,0	G36397	G36653			1,0	G36909	G37165			
							1,0	G43296	G43299			G09018	Torx	1,0			
	RN Synocta®/	ST_SYN_RN	E71044	E90748	E72106	1,0	G36465	G36721	G09029	Torx	1,0	G36977	G37233	G09329	Dinalock (TA)	25 Ncm	
						2,0	G36466	G36722			2,0	G36978	G37234				
						3,0	G36467	G36723			3,0	G36979	G37235				
	NC®	ST_BL_NC	E71062	E93033	E72114	1,0	G36468	G36724	G09029	Torx	1,0	G36980	G37236	G09329	Dinalock (TA)	25 Ncm	
						2,0	G36469	G36725			2,0	G36981	G37237				
						3,0	G36470	G36726			3,0	G36982	G37238				
	RC®	ST_BL_RC	E71063	E93041	E72115	1,5	G36423	G36679	G09142	Torx	1,5	G36935	G37191	G09129	Dinalock (TA)	25 Ncm	
						2,5	G36424	G36680			2,5	G36936	G37192				
						3,5	G36425	G36681			3,5	G36937	G37193				
	BLX®	RB/WB	ST_Blx_RB_WB	E71067	E92935	E72136	0,3	G37555	G37554	G09372	Torx	0,3	G43088	G43087	G09381	Dinalock	15 Ncm
	SRA®	SRA Ø4.6	ST_SRA_46	E71076	E93146	E72124	0,3	G37555	G37554	G09372	Torx	0,3	G43088	G43087	G09381	Dinalock	15 Ncm
	sweden & martina	Outlink2®	ø3.75 / 4.10	SW_Ext_RP	E71004	E90241	E72060	0,5	G36251	G36507	G09065	Hex 1.20	0,5	G36763	G37019	G09353	Dinalock (TA)
1,2								G36252	G36508	1,2			G36764	G37020			
2,5								G36253	G36509	2,5			G36765	G37021			
Premium®		Ø3.30	SW_One_33	E71039	E93233	E72101	0,5	G36384	G36640	G09059	Hex 1.25	0,5	G36896	G37152	G09345	Dinalock (TA)	25-30 Ncm
							1,5	G36385	G36641			1,5	G36897	G37153			
							2,5	G36386	G36642			2,5	G36898	G37154			
Ø3.80		SW_One_38	E71040	E93238	E72102	0,7	G36387	G36643	G09059	Hex 1.25	0,7	G36899	G37155	G09345	Dinalock (TA)	25-30 Ncm	
						1,5	G36388	G36644			1,5	G36900	G37156				
						2,5	G36389	G36645			2,5	G36901	G37157				

MARCA	SISTEMA	PLATAFORMA	CÓDIGO LIBRERÍA	ANÁLOGO DIGITAL	SCANBODY CLINICA	SCANBODY LAB.	ALT. GING	NO ROT	ROT	TORNILLO RECTO	LLAVE	ALT. GING	NO ROT	ROT	TORNILLO ANG	LLAVE	TORQUE
BRAND	SYSTEM	PLATAFORM	LIBRARY CODE	DIGITAL ANALOG	CLINIC SCANBODY	LABORATOR Y SCANBODY	GINGIVA HEIGHT	ENGAGING	NON ENGAGING	STRAIGHT SCREW	SCREW DRIVER	GINGIVA HEIGHT	ENGAGING	NON ENGAGING	ANGLED SCREW	SCREW DRIVER	TORQUE
 ZIMMER BIOMET	TSV®/TSX®	P3.5	ZM_TSV_NP	E71012	E90435	E72071	0,5	G36287	G36543	G09062	Hex 1.25	0,5	G36799	G37055	G09337	Dinalock (TA)	25-30 Ncm
							1,5	G36288	G36544			1,5	G36800	G37056			
							2,5	G36289	G36545			2,5	G36801	G37057			
		P4.5	ZM_TSV_RP	E71011	E90445	E72068	0,5	G36281	G36537	G09062	Hex 1.25	0,5	G36793	G37049	G09337	Dinalock (TA)	25-30 Ncm
							1,5	G36282	G36538			1,5	G36794	G37050			
							2,5	G36283	G36539			2,5	G36795	G37051			