



	Ti-Base Prime EXOCAD	Ti-Base Universal EXOCAD	CrCo Base Prime EXOCAD	Direct Prime Exocad	Ti-Base Prime 3SHAPE	Ti-Base Universal 3SHAPE
CANAL DEL TORNILLO	RECTOS Y ANGULADOS	RECTOS Y ANGULADOS	RECTOS Y ALGUNOS ANGULADOS	RECTOS Y ANGULADOS	RECTOS Y ANGULADOS	RECTOS
TOLERANCIAS DE AJUSTE	3	2	1	-	3	2
ANGULACIONES	5 PREDEFINIDAS	VARIABLE SEGÚN USUARIO	VARIABLE SEGÚN USUARIO	VARIABLE SEGÚN USUARIO	5 PREDEFINIDAS	-
TIPO DE CONEXIONES	NIVEL DE IMPLANTE/ SOBRE PILAR	NIVEL DE IMPLANTE/ SOBRE PILAR	NIVEL DE IMPLANTE/ SOBRE PILAR	NIVEL DE IMPLANTE/ SOBRE PILAR	NIVEL DE IMPLANTE/ SOBRE PILAR	NIVEL DE IMPLANTE/ SOBRE PILAR
ALTURAS GINGIVALES	HASTA 3 ALTURAS GINGIVALES	SÓLO PARA PLATAFORMAS SELECCIONADAS	-	-	HASTA 3 ALTURAS GINGIVALES	SÓLO PARA PLATAFORMAS SELECCIONADAS
MEDIDAS TRONCO CEMENTACIÓN	3 MEDIDAS RECORTABLES	SEGÚN PLATAFORMAS	-	-	3 MEDIDAS RECORTABLES	SEGÚN PLATAFORMAS